



## PresoNeumatic SoftTouch

### Presoterapia Secuencial Touch

#### Usos y Aplicaciones

##### Estética:

- Descanso de Piernas
- Celulitis edematosa
- Celulitis dura
- Varices severas
- Varices leves
- Drenaje linfático
- Linfedemas
- Edemas post traumáticos
- Tratamientos de alteraciones vasculares
- Dolores musculares post ejercicio
- Post tratamiento reductores

#### Contraindicaciones

- Procesos virales y/o bacterianos
- Trombosis
- Marcapasos
- Insuficiencia renal y/o cardíaca
- Embarazo
- Cáncer
- Personas con hipertensión no controlada
- Úlcera

#### Características Técnicas

- 1 bota izquierda, 1 bota derecha y 1 faja abdominal reforzada
- 13 programas: 3 manuales y 10 preestablecidos
- 2 modos de trabajo: continuo o intermitente
- 2 modos de inflado: distal – proximal / proximal – distal
- 5 segmentos en formato escama
- Rango de presión: de 20 a 50 mmHg
- LCD Color 5,7" táctil
- Opcional: mangas

#### Beneficios

La presoterapia secuencial touch es un equipo de compresión neumática de máxima eficiencia mediante aire comprimido que trabaja sobre los miembros inferiores y el abdomen. La función principal de la presoterapia es la activación del sistema linfático que es el encargado de la eliminación de grasas y toxinas del cuerpo. Las botas de doble pared con segmentos en escama en la que se introducen las piernas producen un masaje rítmico a presión uniforme mediante aire comprimido desde los pies hasta la cadera, glúteos y abdomen que permiten el llenado y vaciado de los diferentes compartimentos. Cuando éstas entran en funcionamiento, provocan el aumento de la intensidad del retorno venoso logrando un vaciado de los vasos linfáticos contrarrestando la acumulación y retención de líquido y también, el exceso de sangre en las venas. Este tratamiento es muy beneficioso a la hora de tratar las várices y disminuir las inflamaciones.



**Encontrá más  
información**  
en nuestra web